


Colchón monodenso NP50 de Hill-Rom

Se adapta eficazmente a sus necesidades diarias



Características y beneficios

- Soporte para pacientes resistente y rentable
- Colchón reversible
- Espuma de poliuretano monodensidad de alta resistencia
- Higiénico y fácil de limpiar
- Se adapta a casi todos los tipos y posiciones de cama
- Radioluciente y no contiene látex

Colchón monodenso NP50 de Hill-Rom

Colchón de espuma de alta resistencia

El colchón monodenso NP50 de Hill-Rom, fabricado con espuma de alta resistencia, ofrece un elevado nivel de comodidad a los pacientes. El colchón monodenso NP50 de Hill-Rom se adapta a casi todos los tipos y posiciones de cama, y al poder utilizarse por ambas caras, su durabilidad es mayor.

El colchón completamente hermético dispone de una funda de poliuretano multielástica, impermeable, pero transpirable, bacteriostática y fungistática fácil de limpiar y desinfectar que garantiza la máxima higiene para los pacientes y el personal asistencial.



El colchón monodenso NP50 de Hill-Rom se ofrece en 1 tamaño ampliado

Tamaño estándar: 198 cm

+5 cm

Especificaciones técnicas

Colchón (tamaños personalizados disponibles)

Largo 198 o 203 cm

Ancho 85 o 90 cm

Alto 14 cm

Garantía

Hill-Rom garantiza la espuma y la funda durante 2 años. Para más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom.

Carga de trabajo segura

(Peso máximo del paciente) 250 kg

Costuras

Cosidas

Desinfección

Se pueden usar soluciones a base de cloro. La concentración debe ser inferior o igual a 1.000 ppm.

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 7.000 empleados en 100 países. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios centrandos nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados en clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio.** Los empleados, programas y marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo.**

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre este producto o servicio, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros sanitarios.

CE Estos equipos médicos cuentan con la marca CE y cumplen con la normativa aplicable. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Fabricante de camas médicas/colchones:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (también es representante en Europa)

Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Francia

Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten - Alemania

Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - Estados Unidos

Fabricante de grúas de pacientes: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Suecia

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

N.º de documento: 5ES116305-02, 28 de enero de 2015

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom