



**ESPECIALIDADES
MÉDICAS LUX.**
Profesionales Médicos en Casa

CAMA HOSPITALARIA

Cama hospitalaria eléctrica 3 posiciones

Sistema eléctrico de elevación de 3 posiciones. Control remoto de posiciones: -cabeza -pies-altura. Bastidor plegable de acero de alta durabilidad. Barandales de protección deslizables. Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad. Cabecera y piecera de PVC antioxidante. Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.



Especificaciones

Dimensión Exterior:	2120X960mm
Altura:	430~780mm
Capacidad máxima:	≤175KG

Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber empezado a usar el equipo.

