



**ESPECIALIDADES
MÉDICAS LUX.**
Profesionales Médicos en Casa

Cama 900 Acella

Cama hospitalaria de lujo.

Gracias a sus funciones fáciles de utilizar, la cama mejora los resultados de los pacientes simplificando los cuidados, agilizando las tareas esenciales y mejorando la seguridad tanto de pacientes como de cuidadores.



Especificaciones

Capacidad:	250 kg
Peso de la cama:	170 kg
Altura ajustable:	38 cm a 80 cm
Respaldo SlideGuard:	hasta 12 cm
Cabecera:	0 - 65°
Sección del muslo:	0 - 28°
Picero:	-22 A -33°
Trendelenburg / AnriTrendelenburg:	-17 A 17°

Accesorios incluidos

4 ruedas giratorias
1 control

Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber empezado a usar el equipo.

