

Banco Ducha Acküa con respaldo y descansabrazos fijos

CÓDIGO:
R203 134

MODELO:
RF-BDDA-G

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricados en resistente Aluminio, que los hace sumamente ligeros y fáciles de manipular dentro de casa o alguna clínica u hospital

Estructura de fácil armado que no requiere herramientas

Asiento con textura antiderrapante y orificios para drenar el agua con facilidad

Sus descansabrazos fijos extra-anchos incluidos, ofrecen mayor espacio y seguridad para Usuarios que requieren mayor soporte en el área de baño

Altura ajustable en 5 niveles



Pegatones tipo ventosa

MEDIDAS

COLOR	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	SOPORTA	PESO	EMPAQUE L-An-Al cm	GARANTÍA LIMITADA	CAJA MASTER
GRIS	 72-92 cm	 53 cm	 47 cm	 120 Kg	 3.5 Kg	 68-40-35 cm	 1 Año	 1 pza