



Rodillera Innovator con control ROM

CÓDIGO: **A** R302 430
B R302 431

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricada con almohadillas de espuma y cintas de ajuste para la pantorrilla y el muslo, de forma que queden firmes pero cómodas alrededor de la pierna, bisagra de perfil bajo y con barras laterales contorneadas de aluminio y sin metal expuesto, para dar un mayor soporte

La bisagra se ajusta y se bloquea fácilmente a 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 75°, 60° y 90° para fijar la flexión/extensión simplemente presionando, rotando y soltando el indicador de grados

Las barras laterales indentadas permiten ajustes de longitud sin necesidad de herramientas.

Disponible en 2 versiones:
 abierto "cool" o cerrado "full"



MEDIDAS

MODELO	VERSIÓN	TALLA	GARANTÍA
A 4030100	Abierta	Universal	6 MESES
B 4030300	Cerrada		