



**ESPECIALIDADES
MÉDICAS LUX.**
Profesionales Médicos en Casa

SCOOTER ELÉCTRICO

HFR-HS-200 SCOOTER ELÉCTRICO HI-FORTUNE

Equipo que proporciona una asistencia de movilidad segura y estable en personas que no pueden caminar o se les complica hacerlo por periodos prolongados de tiempo.

Ayuda a solucionar los problemas de aquellas personas que se les dificulta caminar o no pueden hacerlo por periodos prolongados y/o largas distancias. Diseñado para ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.



Especificaciones

Ancho:	0.57 m
Largo:	1.09 m
Velocidad máxima:	7KM / H
Capacidad de peso:	125 kg
Motor:	180 W
Batería:	Batería de plomo 12V 12AHx 2 PCS

Accesorios incluidos

Canastilla
Cargador

Recomendaciones

Realizar mantenimiento cada 6 meses
No exceder el peso máximo permitido
No utilizar en su máxima velocidad por periodos prolongados de tiempo

