

Características

Marco	Rígido
Material	Aluminio
Capacidad de peso:	265 lb (120Kg)
Anchos de marco:	12" a 20"
Profundidad de marco:	12" a 20"
Altura asiento anterior:	16" a 21"
Altura de asiento posterior:	13" a 20"
Angulación de respaldo:	-17° a 8°
Camber:	0°, 3° y 6°
Centro de Gravedad:	-1.5" a 4"
Inset en apoya piernas:	0", 1" y 2"
Altura de Respaldo:	10" a 20"
Angulación de apoya piernas:	75°, 80° y 85°

JAY®

Superior Clinical Seating.

Láminas de Respaldo Personalizadas



Agregue un toque de color para combinar o contrastar su respaldo con su silla de ruedas añadiendo color a la lámina del respaldo JAY 3. Elija cualquier color de la paleta estandar o mate de las sillas Quickie y nosotros pintaremos la lámina de su respaldo sin costo adicional

Recuerde siempre que lo más recomendable es acompañar la silla de ruedas con un excelente sistema de posicionamiento.

Sunrise Medical cuenta con la línea JAY, que ofrece asientos y respaldos diseñados exclusivamente para proporcionar una adecuada postura, cuidado de la piel y comodidad a los usuarios finales.

QUICKIE 5^R



QUICKIE®
Live without limits.

Fácilmente ajustable para aumentar su movilidad

La Quickie 5R está diseñada para ofrecer diariamente un rendimiento superior entre las sillas de ruedas rígidas. En la medida en la que su entorno cambia, o usted perfecciona su capacidad para manejar su silla de ruedas, el marco de la silla 5R y sus componentes se ajustan para aumentar su movilidad.

Diseño de marco abierto

La Quickie 5R mantiene la calidad del manejo y la geometría de la Quickie GT que a usted tanto le gusta y las mejora con un estilo de horquilla hidro-formada que agrega estilo y facilidad en el manejo.



Horquilla trasera

El **NUEVO** diseño de esta horquilla no es solamente para mejorar la estética. Es también sumamente rápida de ajustar y se encuentra disponible en dos tamaños para asegurar que usted tenga el ajuste necesario sin agregar peso extra.



La Quickie 5R ofrece dos tipos de marco. El Clásico (Classic) con el tradicional largo en el marco para una mayor estabilidad y el de desempeño (Performance) acortado para proveer máxima capacidad de respuesta

Acceso a opciones Premium

La Quickie 5R ofrece opciones Premium que eleven el desempeño del producto:

Ruedas traseras Topolino Carbon Core™

Con aros y centro de carbono. Uno de los juegos de ruedas traseras más livianas del mercado con solamente 2.5 libras de peso el par.



Suspensión XTR

Esta suspensión le ayuda a sobrepasar sin temor los obstáculos, bordes de las aceras y terrenos irregulares. Agregue ruedas traseras tipo montaña, con llantas delanteras anchas y suspensión en las horquillas delanteras para una experiencia todo terreno sin igual



Sistema Quickie Xtender

Desarrollado por Quickie y Yamaha, el Sistema Xtender ofrece ruedas traseras motorizadas que incrementan cuatro veces la fuerza que usted aplica a los aros propulsores

