

Disfrute del agua con la familia y amigos!

WaterWheels™ es
perfecto para todos
los usuarios de sillas
de ruedas y personas
con necesidades
especiales.



La comunidad de personas con discapacidad ya puede disfrutar de la playa, océano, lago, parque acuático y piscina con la fiabilidad y comodidad del WaterWheels™

WWW.ACCESSREC.COM
VENTAS@ACCESSREC.COM

P | +1.201.321.8506 F | +1.201.624.7007



AccessRec, LLC

55 Park Slope
Clifton, NJ 07011

WWW.FLOATINGBEACHWHEELCHAIRS.COM

WaterWheels™ está diseñado para dar a los usuarios la

Experiencia Exterior ideal


Con los reposabrazos flotantes y los neumáticos, WaterWheels™ fácilmente le transporta desde la playa hasta el agua! Disfrute del mar o en la piscina mientras se relaja en su WaterWheels™!



Disfrute de la comodidad

WaterWheels™

WaterWheels™ está diseñado pensando en nuestros clientes. La silla de ruedas proporciona a los usuarios un largo y placentero confort para que puedan relajarse, reclinarse y disfrutar del aire libre!



Pasar cómodamente de un lugar a otro!


WaterWheels™ es un buggy de tres ruedas que está diseñado de tal manera que el usuario permanece en una posición reclinada en una silla ergonómica. El asiento del WaterWheels™ tiene 3 posiciones, una para la transición del usuario de la silla y dos para reclinarse el asiento. Estos se ajustan tirando una cadena en la parte posterior para el uso y flotar.

Almacenar convenientemente y transportar su WaterWheels™!

WaterWheels™ se compone de 6 partes diferentes: el marco, 2 apoyabrazos y 3 ruedas grandes; se monta y desmonta fácilmente en cuestión de minutos sin necesidad de herramientas! La silla de ruedas se pliega para que la pueda transportar cómodamente en cualquier vehículo o tienda hasta su próximo uso!

Características

El tenedor frontal WaterWheels™, fabricada en acero inoxidable con nuestro marco de aluminio, está diseñado para absorber los shocks de terrenos irregulares, mientras soporta el peso de su pasajero por un uso repetido.



Nuestro amplio respaldo, tejido resistente a los rayos UV y al agua, está diseñado para proporcionar comodidad superior, mientras tome el sol y flote.

El usuario Waterwheels™ debe usar el cinturón de seguridad en la silla y en el agua, un acompañante debe permanecer con él en todo momento. El usuario debe usar un chaleco salvavidas al ir al agua.

Los reposabrazos flotantes amarillos son muy visibles para los salvavidas, proporcionando tranquilidad a cualquier usuario.

Pesando sólo 60 libras, WaterWheels™ se adapta a todos los usuarios, desde los niños hasta las personas de edad avanzada, con una capacidad máxima de peso de 300 lbs.

Es simplemente la silla flotante de playa de mejor calidad a un precio muy accesible.