



**ESPECIALIDADES  
MÉDICAS LUX.**  
Profesionales Médicos en Casa

# AIRSENSE 11

CPAP AirSense 11 AutoSet

El sistema de ajuste automático AirSense 11 está indicado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en pacientes que pesan más de 30 kg, incluidas mujeres con AOS leve o moderada cuando se usa en el modo AutoSet for Her. El sistema de ajuste automático AirSense 11 está diseñado para uso doméstico y hospitalario.



## Especificaciones

Flujo máximo de oxígeno	15 l/min
Dimensiones:	94,5 mm x 259,4 mm x 138,5 mm
Peso:	1130 g (40 oz)
Rango de presión	De 4 a 20 cm de H <sub>2</sub> O (4 a 20 hPa)
Nivel sonoro:	27 dBA
Vida útil:	5 años

## Accesorios incluidos

Cpap AirSense 11 AutoSet  
Humidificador  
Cable de alimentación  
Manual de usuario  
Tubo Climate Line

## Recomendaciones

Realizar el mantenimiento cada 6 meses.  
No someter el equipo a cambios bruscos de temperatura.  
Cambiar el agua del humidificador diariamente.

