



Bipedestador Rabbit

DETALLE TÉCNICO
(Agregue accesorios opcionales)

Sistema de bipedestación con autopropulsión. Variación de inclinación en posición prona. Ruedas macizas con sistema de extracción rápida y frenos. Base de apoyo con taloneras regulables en ancho, profundidad y rotación con abrojos de sujeción. Controles de flexo-extensión de rodillas regulables independientemente en altura, profundidad, inclinación, rotación y en forma lateral. Control pélvico regulable en altura, profundidad y rotación. Soporte lumbar extraíble y regulable con posibilidad de adicionar control cefálico. Soporte anterior regulable en altura y ancho. Mesa de acrílico con cubeta.

M
1,20 a 1,50 m.

S
1 a 1,30 m.

XS
0,90 a 1,10 m.



Accesorios opcionales

¡Ahora configura tu producto ONLINE! > www.rehab.com.ar



Apoyapies rebatibles



Mesa con cubeta



Pieza de extensión



Soporte de cadera



Soporte de gluteos



Soporte de pecho



Soporte de rodillas



Taloneras