

Andadera Infantil con y sin ruedas

CÓDIGOS: R100 021 / 023

MODELOS: R02006 / 8

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en resistente aluminio de 7/8" calidad de exportación, acabado anodizado natural

Soporte frontal fabricado con acero en divertido color azul, ideal para los pequeños

Regatones de hule natural para mayor seguridad

Puños manerales
Fabricados en hule espuma

Diseño plegable mediante
sencillo sistema de botón

Diseño plegable mediante
sencillo sistema de botón

Regatones de hule natural
que no manchan el piso

Disponible en versión
con ruedas delanteras



MEDIDAS

RUEDAS	ALTURA MIN/MAX	ANCHO INTERIOR	PROFUNDIDAD	SOPORTA	PESO	EMPAQUE L-An-AI	GARANTÍA LIMITADA	CAJA MASTER
 N/A	 51-61 cm	 46 cm	 29 cm	 50 Kg	 1.7 Kg 1.9 Kg	 54-25-84 cm	 1 Año	 6 Pzas