



Muletas Canadienses

CÓDIGOS: **A** R203 120/21 MODELOS: RF-MCA-V/A
B R219 122/23 RSC-MCA-Na

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en resistente aluminio de 7/8"

Modelos de lujo con doble ajuste que permite modificar la altura del antebrazo al puño y la altura total de la muleta sin dificultad

Abrazaderas de antebrazo articulable que permite facilitar el grado de inclinación de la muleta de acuerdo a las necesidades de cada Usuario

COLORES:



Verde Metálico

Azul Metálico

Naranja

MEDIDAS



Puño maneral ergonómico

Con abrazadera para antebrazo articulable

A Muletas Canadienses de Lujo

Regatones de hule natural, que no rayan ni manchan el piso



B Muletas Canadienses

TAMAÑO	ALTURA MIN/MAX	ALTURA USUARIO	SOPORTA	PESO UNITARIO	EMPAQUE L-An-AI	GARANTÍA LIMITADA	CAJA MASTER
A ADULTO	100/130 cm	155/187 cm	110 kg	1.80 kg	56-33-18 cm	1 año	10 pares
A ADULTO	100/130 cm	155/187 cm		1.80 kg	56-33-18 cm		
B PD-CH	62/92 cm	125/155 cm	110 kg	.45 kg	78-30-30 cm	1 año	10 pares
B MD-GD	88/136 cm	155/203 cm		.50 kg	93-30-30cm		