



Bastones 1 apoyo Plegables

CÓDIGOS: **A** R204 013/16/17 **S** R211 111/12 MODELOS: RP-BAP-G/IM/V RN-BAP-N/BZ

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricados en resistente aluminio acabado anodizado en variedad de colores y texturas

Mango alemán de lujo con acabado imitación madera

Sistema de altura ajustable mediante extensión telescópica

Se pliega en 4 partes para transportarlo y almacenarlo en su estuche incluido debido a que su mecanismo de plegado funciona con un elástico que permite plegar el bastón con facilidad

COLORES:



Gris




Roble



Verde



A Bastones Plegables con Acabado Especial



Con sistema de elástico que permite plegar el bastón en 4 partes de manera sencilla



Regatones disponibles para reemplazo



B Bastones Plegables

MEDIDAS

ALTURA MIN/MAX



83-93 cm

SOPORTA



110 kg

113 kg

PESO



0.40 kg

EMPAQUE L-An-AI



61-28-16 cm

44-31-23 cm

GARANTÍA LIMITADA



1 año

CAJA MASTER



20 Pzas **A**

24 Pzas **B**