

## Sillas de Ruedas RE Reclinables

### CÓDIGOS:

- A** R211037A  
Esmaltada
- B** R208037-A

### MODELOS:

- ACTIV2-RE-A AZUL
- MOVILI-RE-A CROMADA


### VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Cuentan con respaldo alto, con cabecera y soportes laterales para cabeza acojinados (código R208037A), ambos desmontables, además de un sistema de reclinación hasta en 180°, con extensiones anti-vuelco

Tapicería en Vinyl acojinada en color Negro o Azul (según el modelo) con atractivo grabado en asiento y respaldo

Con descansabrazos tipo escritorio desmontables y acojinados, soportes descansapiés con elevapiernas desmontables y tablas descansapiernas, también acojinadas

Sus llantas delanteras de 8" y traseras de 24" con rines MAG Negros hacen que la movilidad en su Silla de Ruedas sea sencilla y ligera



### MEDIDAS



	ALTURA			ANCHO	ASIENTO	RUEDAS		SOPORTA	PESO	EMPAQUE	GARANTÍA	CAJA
	Total	Al Brazo	Al Asiento	Total	Profundidad	Trasera	Delantera			L - An - Al	LIMITADA	MASTER
<b>A</b>	119 cm	72 cm	48 cm	62 cm	40 cm	24"	8"	100 Kg	23.7 Kg	97-34-94 cm	1 Año	1 Pieza
<b>B</b>	130 cm	74 cm	53 cm	66 cm	40 cm	24"	8"	115 Kg	26 Kg	93-37-104 cm	3 Años	1 Pieza