



Sillon Reposet Tipo Hemodiálisis

CÓDIGO:
R208 190

MODELO:
SRTH-A

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Los Sillones Reposet Tipo Hemodiálisis de ReActiv son utilizados para tomas de sangre, procedimientos de hemodiálisis y para descanso de los Usuarios.

Cuenta con un sistema de inclinación y reclinación silencioso, su respaldo tiene la posibilidad de ajustarse en 3 posiciones.









Los Sillones Reposet están fabricados en tubular cuadrado de Acero acabado Esmaltado Color Gris.

Sillón tapizado en Vinyl, muy higiénicos y fácil de limpiar, en Colores atractivos. Con ruedas de 5" con seguro en las dos traseras, además de contar con una charola desmontable (R208 190) y/o abatible (R208 200) fabricada en plástico rígido de fácil limpieza.

Los Sillones Reposet Tipo Hemodiálisis de ReActiv son la mejor opción en cuanto a comodidad y utilidad se refiere, adaptándose a las necesidades que el Usuario requiere.



MEDIDAS

COLOR	ALTURA	ANCHO	LARGO	RECLINACIÓN	RUEDAS	SOPORTA	PESO	EMPAQUE L-An-Al cm	GARANTÍA LIMITADA
AZUL	 115 cm	 66 cm	 105 cm	 45°	 5"	 165 Kg	 5.4 Kg	 94-67-70 cm	 1 AÑO