

Sillas de Ruedas con brazos fijos Descansapiés Abatibles y Desmontables

CÓDIGO:
R210010G/F-M

MODELO:
Activ2-SA/F-M-G GRIS

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricada en resistente acero, con terminado cromado

Su tapicería en vinyl grabada y acojinada, es sumamente cómoda e incluye una práctica bolsa portaobjetos en su respaldo, que permite guardar/transportar pertenencias

Descansabrazos largos, fijos y acojinados

Con soportes descansapiés y pantorrilleras desmontables y abatibles

Llantas delanteras de 8" y traseras de 24" con rines MAG, lo que las hace más resistentes y ligeras para brindar mayor comodidad en el traslado

Tapicería en Vinyl de 18" grabada, color negro



Rines MAG



Incluye freno de chicote en ambos manubrios

MEDIDAS



ALTURA
Total - Al Brazo - Al Asiento

ANCHO
Total

ASIENTO
Profundidad

RUEDAS
Trasera - Delantera

SOPORTA

PESO

EMPAQUE
L - An - Al

GARANTÍA
LIMITADA

CAJA
MASTER



88 cm



78 cm



47.5 cm



56 cm



41 cm



24"



8"



100 Kg



18 Kg



80-23-89 cm



1 Año



1 Pieza