



Bastones 4 apoyos

De lujo con base metálica

CÓDIGOS: R211 131/2/3

MODELOS: RN-B4A-N/BZ/BR

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Fabricados en resistente aluminio con base ligera de perfil bajo, ya sea metálica o de resinas, lo cual los hace sumamente livianos

Mangos ergonómicos que ofrecen comodidad y mayor seguridad al Usuario

Diseño de 4 apoyos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad e independencia que los bastones convencionales

Refacciones originales disponibles para reemplazo



MEDIDAS

ALTURA
MIN/MAX



75-97 cm

BASE
L - An - Al



22-7-7.5 cm

SOPORTA



113 kg

PESO



0.75 kg

EMPAQUE
L - An - Al



75-39-33 cm

GARANTÍA
LIMITADA



1 año

CAJA
MASTER



10 Pzas