

Andadera Premium con Ruedas

CÓDIGOS: R219 065

MODELOS: RSC-AA5

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Plegable y ligera, fabricada en tubular de aluminio de 7/8", con soportes curvos laterales reforzados

Resistentes manerales acojinados para dar mayor seguridad y soporte al Usuario

Altura ajustable mediante extensión telescópica en 5 niveles con incrementos de 1"

Regatones de hule natural de alta calidad, antiderrapantes que brindan mayor seguridad



Regatones de hule natural que no manchan el piso

Barras laterales dobles reforzadas para mayor estabilidad

Manerales de resistente vinyl

Disponible en versión con ruedas de 5"



Sistema de plegado sencillo mediante un solo botón



MEDIDAS

ALTURA MIN/MAX



80-98 cm

ANCHO INTERIOR



64 cm

PROFUNDIDAD



51 cm

RUEDAS



5"

SOPORTA



125 Kg

PESO



4.5 kg

EMPAQUE L-An-AI



58-27-80 cm

GARANTÍA LIMITADA



1 Año

CAJA MASTER



4 pzas