



**ESPECIALIDADES
MÉDICAS LUX.**
Profesionales Médicos en Casa

Concentrador

Concentrador de oxígeno portátil Inogen One G5

El Inogen One G5 ofrece la mayor cantidad de oxígeno por Kg para un concentrador de oxígeno portátil del mercado actual. Con configuraciones de flujo de 1 a 6 lpm, el Inogen One G5 está diseñado para aumentar drásticamente la independencia de la mayoría de los usuarios de oxígeno suplementario las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Especificaciones

Velocidades de flujo:	1.0 / 6.0 lpm
Dimensiones:	18,26 cm x 8,28 cm x 20,7 cm
Peso:	2,2 kg
Nivel sonoro:	38 dBA
Concentración de O2:	90% a 95%

Accesorios incluidos

- 1 Batería (8 o 16 celdas)
- Cánula nasal
- Bolsa de transporte
- Cargador de pared y carro

Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento cada 6 meses.
- Realizar cambios de insumos una vez al mes.
- No dejar descargar por completo la batería.
- No someter el equipo a cambios bruscos de temperatura.

