



**ESPECIALIDADES
MÉDICAS LUX.**
Profesionales Médicos en Casa

Knee CPM

Movilizador pasivo de rodilla



Es un equipo médico que se utiliza para rehabilitación posterior a las cirugías ortopédicas, es la flexión y extensión de la rodilla de forma suave y con una velocidad muy moderada, posteriormente a una cirugía, elimina la rigidez y también aumenta el rango de movimiento de la articulación.

Especificaciones

Rango de flexión:	115° a 0°
Rango de extensión:	-5° a 110°
Velocidad:	de 30° a 160° por minuto
Pierna longitud:	71 – 101 cm
Pantorrilla longitud:	34 – 54 cm
Longitud del muslo:	30 – 43 cm
Peso:	13 kg

Accesorios incluidos

Cánula de 7.2 metros
Vaso humidificador
Filtros iniciales

Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber usado el equipo.

