

MOVILIDAD



Terufusion®

Las bombas se pueden fijar al soporte o sistema modular. Todos los modelos son livianos y cuentan con un asa integrada para facilitar el transporte.



Usando el rack de TERUMO, se pueden ubicar 3 bombas de infusión hasta un máximo de 9, optimizando el espacio.

ACCESORIOS



• POLE CLAMP TE-877 (OPCIONAL)



• SENSOR DE GOTEO TE-977 (OPCIONAL)

• ADMINISTRADOR BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS
TE-SW800B SÓLO TE-LM800 (OPCIONAL)

• SOFTWARE PARA BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS
TE-SW800P SÓLO TE-LM800 (OPCIONAL)



Terufusion®

TERUMO LATIN AMERICA CORPORATION

8750 NW 36 th St., Suite 600, Doral
Teléfono (305) 477-4822
Fax (305) 477-4872
Miami, Florida 33178 USA

TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Calle 103 No. 14 A - 53 Oficina 307
Edificio Bogotá Business Center
Teléfono (57 - 1) 2568400 / 2568405
Bogotá D.C - Colombia.



CE 0197
© Registered Trademark
© TERUMO CORPORATION. Octubre 2013

Terufusion®

Equipos de infusión de última generación

INFUSIONES INTELIGENTES FÁCILES Y SEGURAS



CUBRIMIENTO INTEGRAL PARA LAS NECESIDADES HOSPITALARIAS

SISTEMAS DE INFUSIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

Terufusion®

Los sistemas de infusión de última generación Terufusion de Terumo, proporcionan a las bombas volumétricas y de jeringa mayor precisión y seguridad, sin añadir una carga extra de trabajo a los profesionales de la salud. Expandimos nuestra tecnología manteniendo la facilidad de manejo que nos caracteriza.

Utilizando la Tecnología de la Información más vanguardista, las bombas inteligentes Terufusion se conectan a los sistemas de datos de información de los hospitales, logrando un gran avance en la gestión de la información.

Por otra parte, las bombas standard Terufusion simplifican el trabajo, sin comprometer la seguridad ni el tratamiento.

Terufusion es una solución integral y eficaz para optimizar la terapia de infusión en todas las unidades de los hospitales y centros asistenciales.



CONCEPTO DE INFUSIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN



UNA MANERA SIMPLE, SEGURA, SIN ERRORES Y SIN PÉRDIDA DE TIEMPO

Amplia pantalla LCD a full color, fácil de leer a distancia, disponible en 19 idiomas entre ellos español.

Guía visual a full color para una eficiente e intuitiva instalación del set de infusión.




Fácil y rápida programación por medio del exclusivo diseño del dial.

MÁXIMA SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

MÁXIMA PRECISIÓN LOGRADA POR EL SISTEMA MIDPRESS

Con el sistema anti-flujo-libre (AFF) de Terumo se previene y limita el riesgo de flujo libre al paciente. (Sólo en series LM).



La exclusiva función peristáltica MIDPRESS presiona el set de infusión sólo hasta la mitad, manteniendo un nivel continuo de precisión; ideal para transfusión sanguínea. (Sólo en series LM).

SET DE INFUSIÓN RECOMENDADO



Terufusion tipo LM requiere para su funcionamiento set de infusión Terufusion para bomba con clip AFF, set de infusión Surplug para bomba con clip AFF o set de infusión para administración de componente sanguíneos Terufusion con clip AFF.

BOMBAS DE INFUSIÓN INTELIGENTES TERUFUSION TE-LM 800 Y TE-SS800

COMUNICACIÓN AVANZADA

La comunicación interna entre las bombas inteligentes Terufusion colocadas en el rack permite funciones especiales como infusiones secundarias (piggy back) o el modo take over para una infusión continua y equilibrada.

Infusión Continua




Modo Take Over



El personal asistencial puede acceder a la información del paciente desde el computador más cercano.

La comunicación de las bombas inteligentes Terufusion se puede realizar inalámbricamente o por cable, garantizando un sistema de información hospitalario profesional.



PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

En la configuración inicial se establece la dosis máxima y mínima de un medicamento, evitando errores causados en la programación.

Para tomar acciones correctivas, se pueden analizar datos de dosis máximas y mínimas previamente programadas, tendencia de alarmas, uso real de las bombas por servicio, entre otras.

LIBRERÍA DE MEDICAMENTOS

Se puede seleccionar y programar cada medicamento de acuerdo al protocolo de la institución.



BOMBA DE INFUSIÓN INTELIGENTE CON FUNCIÓN IT



BOMBA DE INFUSIÓN TIPO LM TE-LM800 Midpress®



BOMBA DE JERINGA TIPO SS TE-SS800

BOMBA DE INFUSIÓN STANDARD



BOMBA DE INFUSIÓN TIPO LM TE-LM700 Midpress®



BOMBA DE JERINGA TIPO SS TE-SS700

Terufusion®



SISTEMA DE COMUNICACIÓN RACK
TE-RS800 (OPCIONAL) CON FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN
TE-RS811 (OPCIONAL) SE PUEDE ACOPLAR A TE-RS800

Terufusion®



RACK STANDARD
TE-RS700 (OPCIONAL) SIN FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN

MID PRESS™