



**ESPECIALIDADES
MÉDICAS LUX.**
Profesionales Médicos en Casa

VEST 105 / 205

Chaleco percutor, para terapia pulmonar.

Un sistema terapéutico único que ayuda a movilizar las secreciones pulmonares mediante una rápida oscilación de la pared torácica. Consiste en un chaleco inflable conectado mediante tubos a una generador de aire, el generador emite un flujo de aire oscilatorio que ejerce una compresión torácica neumática intermitente, el movimiento torácico imita la tos, que permite expulsar y aclarar las secreciones mucosas.



Especificaciones

Peso:	8 kg
Altra:	33 cm
Ancho:	24.1 cm
Grosor:	100 VAC a 200 VAC
Chalecos:	Ch, M, G (niño y adulto)

Accesorios incluidos

- 1 Chaleco M adulto
- 1 Set de mangüeras

Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber empezado a usar el equipo.

